

MOLIMED Preise

MOLIMED color scan	CHF inkl. MwSt.	Euro exkl. MwSt.
MOLIMED color scan 15 NEU	CHF 297.00	€ 250.00
MOLIMED color scan 35	CHF 377.00	€ 317.30
MOLIMED color scan 40	CHF 492.00	€ 414.10
MOLIMED color scan 50	CHF 492.00	€ 414.10
MOLIMED color scan 60 NEU	CHF 377.00	€ 317.30
Zubehör		
MOLIMED Punktaufsatz	CHF 5.00	€ 4.20
MOLIMED Lichtleiter	CHF 22.00	€ 18.50
MOLIMED Meridianstift	CHF 22.00	€ 18.50
MOLIMED Punkt Lichtleiter	CHF 22.00	€ 18.50
MOLIMED Farbfinger NEU	CHF 22.00	€ 18.50
MOLIMED Multifunktionsstift NEU	CHF 22.00	€ 18.50
MOLIMED Massageaufsatz 15 mm	CHF 22.00	€ 18.50
MOLIMED Massageaufsatz 20 mm	CHF 22.00	€ 18.50
MOLIMED Schlauch adapter NEU	CHF 22.00	€ 18.50
MOLIMED Adapter mit Bergkristall NEU	CHF 60.00	€ 50.50

Technische Daten

Wellenlänge / Leuchtstärke (Maximalwerte)	Modell 15/35/50/60: Rot 625nm / ca. 900mcd, grün 528nm / ca. 1400mcd, blau 470nm / ca. 560mcd Modell 50 zusätzlich: uv 370nm / ca. 5mW, ir 950nm / ca. 30 mW Modell 40: Rot 625nm / ca. 4'000mcd, grün 528nm / ca. 6'400mcd, blau 465nm / ca. 2'000mcd
Stromversorgung	Modell 15/35/50/60: Li-Ion Akku 3.7 Volt / 450 mA/h. Modell 40: Li-Ion Akku 3.7 Volt / 1'200 mA/h.
Stromverbrauch	Modell 15/35/50/60: max. 120 mA. Modell 40: max. 300 mA.
Farbe:	hellbeige
Masse: (BxLxH)	65 x 150 x 24 mm
Gewicht:	70 gr
Garantie:	24 Monate auf Material und Arbeit
Lieferumfang:	MOLIMED color scan, Bereitschaftsbeutel, Ladegerät mit Kabel, Betriebsanleitung



MDT 
BIOELECTRONICS

Marcel Hässig
Bahnhofstr. 16
CH-9553 Bettwiesen

Tel: +41/ 71/ 912 35 05
E-Mail: admin@molimed.ch
Internet: www.molimed.ch

Alle Preise zuzüglich Versandkosten. Preis und technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Garantie: 24 Monate. Preisstand 9.2011.

Professionelle Farblicht-Anwendung

Das sichtbare Farbspektrum in einem Gerät

MOLIMED
swiss made

color scan
Farblichtsystem



MOLIMED color scan

- Automatischer Farbdurchlauf
- Farbwechsel manuell stoppen
- Zur nächsten Farbe springen
- Zur vorhergehenden Farbe springen
- Erzeugt reine Farben im sichtbaren Farbspektrum
- Erzeugt Mischfarben
- Handliches Gehäuse für den professionellen Einsatz
- Zubehör kompatibel zum MOLIMEDpen System

MOLIMED color scan

Im MOLIMED color scan werden die drei Grundfarben ROT, GRÜN und BLAU mit Leuchtdioden erzeugt.

Durch Veränderung der Helligkeit der drei Grundfarben können die meisten Mischfarben im sichtbaren Spektrum erzeugt werden.

2 Farbmodi wählbar

Grundsätzlich sind zwei Farbsequenzen mit voreingestellten Farben enthalten.

- Der Farbpunktur Modus mit folgen Farben: rot - orange - gelb - grün - blau - indigo - violett - türkis - lichtgrün - purpur - rosa - hellgrau - mittelgrau - dunkelgrau.
- Der Farbscan Modus mit der Farbsequenz des Regenbogens. Folgende Farben werden angezeigt: rot - gelb - gelbgrün - grün - türkis - blau - indigo - violett - purpur - rosa - weiss - hellgrün - orange - rot.

Scan start/stop

Durch drücken der Taste SCAN START/STOP wird der automatische Farbscan Modus gewählt. Es werden alle Farben automatisch und mit fließendem Übergang nacheinander erzeugt. Wenn die gewünschte Farbe erscheint, kann mit der Taste START/STOP der Farbscan angehalten werden. Durch erneutes Drücken der START/STOP Taste wird der Farbscan fortgesetzt.

next / prev color

Durch drücken der Tasten NEXT COLOR oder PREV COLOR wird die nächste oder vorhergehende, voreingestellte Farbe gewählt. Dabei gilt:

- Wenn der color scan stoppt, bleibt die nächste Farbe stehen.
- Wenn der color scan läuft, fährt der Farbwechsel bei der nächsten Farbe weiter.

color scan Typen

Color scan 15

Color scan 15 enthält die wichtigsten 8 Grundfarben. Es ist kein automatischer Farbdurchlauf möglich. Color scan 15 ist für den privaten Anwender oder Einsteiger in die Farblichtanwendungen geeignet.

Color scan 35

Color scan 35 ist das Basismodell mit automatischen Farbdurchlauf. Primär werden die Farben der Farbpunktur angezeigt. Zusätzlich können die Farben des color scan-Modus eingestellt werden.

Color scan 50

Im color scan 50 sind die gleichen Funktionen wie im color scan 35 enthalten. Im Farbpunkturmodus können jedoch zusätzlich die Farben infrarot und ultraviolett angezeigt werden.

Color scan 40 HI

Im color scan 40 HI sind die gleichen Funktionen und Farben wie im color scan 35 enthalten. Die Leuchtkraft ist jedoch bis zu 4-mal stärker.

Color scan 60

Im color scan 60 werden primär die Komplementär-farben angezeigt. In diesem Modus sind folgende Farben nacheinander abrufbar: grün - magenta, citron - violett, gelb - blau, orange - indigo, scharlach - cyan, rot - türkis. Im color scan Modus sind die gleichen Farben wie im color scan 35 voreingestellt.



Zubehör

Für MOLIMED color scan kann das gleiche Zubehör verwendet werden wie für MOLIMEDpen.

1. **Schlauchadapter** - Adapter zur Durchführung eines Klarsichtschlauchs zur Bestrahlung bei Darmspülungen oder Blutbehandlungen.
2. **Punktaufsatz** - Dieser Steckaufsatz reduziert den Lichtstrahl auf 2 mm für die punktuelle Bestrahlung.
3. **Massageaufsatz 15 mm**
4. **Massageaufsatz 20 mm** - Wird vorne auf den Leuchtstift aufgesteckt und ermöglicht die Massage oder einmassieren von ätherischen Ölen kombiniert mit Farblicht. Länge ca. 30 mm.
5. **Adapter mit Bergkristall**
6. **Meridianstift** - Dieser Plexiglas Steckaufsatz mit Kugelkopf ermöglicht das nachziehen von Meridianen sowie das bestrahlen von Punkten am Ohr.
7. **Punkt Lichtleiter** - Dieser Plexiglas Steckaufsatz eignet sich für die Bestrahlung von Punkten am Ohr und am Körper.
8. **Lichtleiter** - Dieser gebogene Plexiglas Steckaufsatz ermöglicht die Bestrahlung an schlecht zugänglichen Stellen und ist desinfizierbar.
9. **Multifunktionsstift für Körperöffnungen** - Mit dem Multifunktionsstift kann Farblicht in den Körper eingeführt werden. Länge des Acrylstifts ca 80 mm.
10. **Farbfinger** - Mit diesem Plexiglasfinger kann das Farblicht sichtbar und greifbar gemacht werden. Länge 100 mm.

